

Mordedura Plane Hawley



El retenedor de mordedura plana se utiliza durante las diferentes fases de su tratamiento de ortodoncia para corregir mordidas profundas. Una mordida profunda se produce cuando hay una superposición excesiva de los dientes delanteros (dientes superiores cuelgan demasiado sobre el fondo). El retenedor funciona al permitir la erupción de los dientes posteriores en erupción mientras que los dientes frontales tocan el retenedor.

Inserción de Retenedor

Inserte retenedores con la presión del dedo **SOLAMENTE**. NO use los dientes para insertar retenedores o se pueden romper. La eliminación debe ser con ambas manos para evitar que ocurran grietas en el retenedor. Eliminar un lado a la vez. La esperanza de vida de un reténedor depende en el cuidado que le des.

Desgaste de retención

El retenedor no le permitirá morder hasta el final de los dientes posteriores. En lugar de los dientes inferiores tocarán la parte delantera del dispositivo de retención y servirán como su único punto de contacto (ver imagen del centro arriba). Este es el diseño intencional del retenedor; y aunque parezca extraño al principio, es normal y pronto a adaptarse a la sensación! Su manera de hablar y su saliva volverán a la normalidad después de usar su retención durante unas horas.

Uso de retenedor es recomendado **tiempo completo**.

Cuidado para el Retenedor

Es muy importante cepillar los dientes, utilizar hilo dental y enjuagarse bien la boca, justo antes de colocar el retenedor en su boca. Nunca tome bebidas carbonatadas, jugos, leche o cualquier cosa que no sea agua cuando triaga el retenedor en su boca. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la descomposición y la decoloración de los dientes.

Un retenedor a menudo se pierde cuando se envuelve en una servilleta en una comida y luego desechado . Sólo hay dos lugares seguros para sus cuidados en su contenedor y en la boca! Cepille sus retenedores con pasta de dientes a diario y usar Efferdent o Polident (limpiadores de la dentadura) una vez a la semana para obtener mejores resultados . **NUNCA** hervir sus retenedores o coloque en agua caliente. Precaución: si un perro se pone el retenedor será destruido. (Esto podría conducir a sentimientos negativos sobre el perro y estoy seguro que te gusta tu perro - así que, vamos a mantenerlo de esa manera)

Los chequeos de retención

Recuerde **siempre** traer su reténedor a todas sus citas!

Por favor, siéntase libre de llamarnos con cualquier pregunta!